


経鼻経管栄養カテーテル



フォルテENカテーテル

ISO80369-3 新規格コネクタ対応



フォルテ グロウ メディカル 株式会社



フォルテENカテーテル(ISO80369-3対応)

製品特長

- 先端オリーブ形状の工夫により、スタイレットが飛び出しにくくなっています。
- 豊富なサイズバリエーションより選択が可能です。
- 造影ライン入りで、チューブの留置確認が可能です。
- ポリブタジエンチューブ仕様で、耐久性、耐薬品性、耐キック性に優れています。
- 適度なコシと高い柔軟性を併せもつチューブです。
- スタイレットによりスムーズで容易な挿入が可能です。
- 深度マークが4か所（先端45cmから10cm刻み）マークされています。
- 可塑剤DEHPは含まれておりません。



フォルテENカテーテル

型式	呼径 (Fr)	先端オリーブ径 (mm)	カテーテル外径 (mm)	カテーテル内径 (mm)	カテーテル全長 (mm)	JANコード
FGM-ENS1205N	5	3.0	1.7	1.0	1,200	4547319472051
FGM-ENS1207N	6.5	4.0	2.2	1.4	1,200	4547319472068
FGM-ENS1208N	8	4.5	2.7	1.7	1,200	4547319472075
FGM-ENS1210N	10	5.0	3.3	2.2	1,200	4547319472082
FGM-ENS1212N	12	5.7	4.0	2.8	1,200	4547319472099

出荷単位：1箱／10本入り

一般的名称：食道経由経腸栄養用チューブ
販売名：ENカテーテル

医療機器認証番号：220ABBZX00335000

保険医療材料請求分類：栄養カテーテル 経腸用 経腸栄養用

●使用上の注意事項

- 1) ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2) 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3) 水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4) 本製品は医療用ディスポーザブル製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5) 形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売元

 **フォルテ グロウ メディカル 株式会社**

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647 TEL:0283-22-2801 FAX:0283-21-2558

<http://www.fgm.co.jp/>

東京営業所 営業部（お問合せ先）

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51号 第一スレートビル5F

TEL:03-3863-1901 FAX:03-3863-1905

取扱販売店