



酸素カニューラ (EOG滅菌済)

医療機器認証番号 223AABZX00138000

最適な形状で快適な使用感を実現

チューブ内部は
リブ加工

鼻孔から
安定した
酸素を供給



FGM CANNULA




フォルテ グロウ メディカル 株式会社



販売名：酸素カニューラ

仕様

■内部リブ加工



リブ加工により、抗キンク性に優れています。

■コネクター



ユニバーサルコネクター

酸素カニューラ

管理医療機器(クラスII) / 一般名称：経鼻用酸素供給カニューラ

医療機器認証番号 223AABZX00138000

コードNo.	名称	型式	コネクター形状	種類	包装単位
91001	酸素カニューラLS	FGM-OC-LS	ユニバーサルコネクター	一般用	20本/箱×10(200本/ケース)
91201	酸素カニューラMS	FGM-OC-MS	ユニバーサルコネクター	小児用	
91101	酸素カニューラSS	FGM-OC-SS	ユニバーサルコネクター	幼児用	

●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用 Disposable 製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売元



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647
TEL:0283-22-2801 FAX:0283-21-2558
<http://www.fgm.co.jp/>

東京営業所 営業部(問合わせ先)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51 第一スレートビル5階
TEL:03-3863-1901 FAX:03-3863-1905

取扱販売店