


# MP electrode Basket Catheter



ORTメディカル株式会社

# エムピー・カテーテル電極

## Diagnostic Basket Catheter

### 心腔内組織マッピング&ペーシングカテーテル

<b>バスケット</b>
・スプライン球状(楕円形)
・6本スプライン(1スプライン部5個・集合先端部1個・電極合計31個)
<b>マーカー</b>
・Aスプライン大1個・Bスプライン小2個・Fスプライン小1個(時計回りの配置)

<b>販売名：エムピー・カテーテル電極</b>		<b>定価：191,000</b>					
製造番号	電極数	電極間隔	直径	長さ	太さ	有効長	スプライン数
PV3200 II	31	3mm	32mm	35mm	7Fr	1060mm	6本
PV3800	31	3mm	38mm	40mm	7Fr	1060mm	6本

- ・承認番号:21200BZZ00732000
- ・クラス分類: IV (高度管理医療機器)
- ・JANコード:

PV3200 II	4547319610231
PV3800	4547319610248

<b>販売名：延長ケーブル</b>		<b>定価. 80,000</b>	
製造番号	長さ		
MP2000	2500mm		

- ・届出番号:09B1X00004000133
- ・JANコード:4547319610217

**本製品は、ディスプレイに付き、1回限りの使用として下さい。**

**注意:本品のご使用に際しては、添付文書等を必ずお読み下さい。**

【製造販売業者】

フォルテグロウメディカル株式会社

〒327-0003

栃木県佐野市大橋町 1647

TEL : 0283-22-2801 FAX : 0283-21-2558

【発売元】

ORT メディカル株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-19 竹生第2ビル 9F

TEL : 0283-22-2801 FAX : 0283-21-2558