


造影用耐圧チューブ・シリンジ



CT造影用エクステンションチューブ

販売名 CT造影用耐圧チューブ

認証番号 229AGBZX00051000



耐圧

1.5MPa(213psi,15kgf/cm²)

耐圧性のある透明なチューブ、コネクタを使用することにより、気泡などの確認を容易にします。

コネクタ接続部の形状は、ISO594-1、ISO594-2に適合しています。

シングルタイプ

CT造影用エクステンションチューブW

シングルタイプ

チューブ径 | スタンダード | 外径：3.6mm 内径：1.6mm

型番	長さ	内容量	JANコード	入数【本/箱】
CTS-50	50cm	1.4mL	4589770090016	100(20本入×5)
CTS-100	100cm	2.5mL	4589770090023	100(50本入×2)
CTS-120	120cm	3.0mL	4589770090030	100(20本入×5)
CTS-150	150cm	3.8mL	4589770090047	100(20本入×5)



CT造影用エクステンションチューブ

チューブ径 | スモール | 外径：2.1mm 内径：1.1mm

型番	長さ	内容量	JANコード	入数【本/箱】
CTS-50T	50cm	0.8mL	4589770090054	100(20本入×5)
CTS-100T	100cm	1.3mL	4589770090061	100(50本入×2)
CTS-120T	120cm	1.6mL	4589770090078	100(20本入×5)
CTS-150T	150cm	2.0mL	4589770090085	100(20本入×5)

CT造影用エクステンションチューブW三方活栓付

三方活栓
(180°)

シングルタイプ

チューブ径 | スタンダード | 外径：3.6mm 内径：1.6mm

型番	長さ	内容量	JANコード	入数【本/箱】
CTS-25C	25cm	0.9mL	4589770090092	100(20本入×5)
CTS-50C	50cm	1.5mL	4589770090108	100(20本入×5)
CTS-80C	80cm	2.2mL	4589770090115	100(20本入×5)
CTS-100C	100cm	2.8mL	4589770090122	100(50本入×2)
CTS-120C	120cm	3.4mL	4589770090139	100(20本入×5)
CTS-150C	150cm	4.2mL	4589770090146	100(20本入×5)



CT造影用エクステンションチューブ三方活栓付

チューブ径 | スモール | 外径：2.1mm 内径：1.1mm

型番	長さ	内容量	JANコード	入数【本/箱】
CTS-50TC	50cm	0.9mL	4589770090153	100(20本入×5)
CTS-80TC	80cm	1.2mL	4589770090160	100(20本入×5)
CTS-100TC	100cm	1.4mL	4589770090177	100(50本入×2)
CTS-120TC	120cm	1.8mL	4589770090184	100(20本入×5)
CTS-150TC	150cm	2.2mL	4589770090191	100(20本入×5)


デュアルタイプ

生理食塩液側に逆止弁(一方弁)付

CT造影用デュアルエクステンションチューブ

チューブ径 | スタンダード | 外径: 3.6mm | 内径: 1.6mm

型番	長さ	内容量	JANコード	入数 [本 / 箱]
DCT-60	60cm	2.2mL	4589770090207	100(20本入×5)
DCT-75	75cm	2.5mL	4589770090214	
DCT-100	100cm	3.2mL	4589770090221	
DCT-125	125cm	3.6mL	4589770090238	
DCT-150	150cm	4.3mL	4589770090245	
DCT-200	200cm	5.8mL	4589770090252	



逆止弁付

デュアル
タイプ

造影剤側に逆止弁(一方弁)付

CT造影用デュアルエクステンションチューブR

チューブ径 | スタンダード | 外径: 3.6mm | 内径: 1.6mm

型番	長さ	内容量	JANコード	入数 [本 / 箱]
DCT-100R	100cm	3.6mL	4589770090269	100(20本入×5)
DCT-150R	150cm	4.3mL	4589770090276	
DCT-200R	200cm	5.8mL	4589770090283	



逆止弁付


デュアル
タイプ

回転タイプの三方活栓付

CT造影用デュアルエクステンションチューブ活栓付360°

チューブ径 | スタンダード | 外径: 3.6mm | 内径: 1.6mm

型番	長さ	内容量	JANコード	入数 [本 / 箱]
DCT-100CR	100cm	3.0mL	4589770090290	100(20本入×5)
DCT-150CR	150cm	4.5mL	4589770090306	
DCT-150CR Red	150cm	4.5mL	4589770090313	
DCT-200CR	200cm	6.1mL	4589770090320	



三方活栓
(360°)

デュアル
タイプ

*型番DCT-150CR Redは、三方活栓のレバーが赤色です。

シングルタイプとデュアルタイプの連結タイプ

CT造影用エクステンションチューブW三方活栓付と

CT造影用デュアルエクステンションチューブが連結されたタイプです。

CT造影用デュアルエクステンションチューブCN

チューブ径 | スタンダード | 外径: 3.6mm | 内径: 1.6mm

CT造影用デュアルエクステンションチューブCN 連結構成 (CTS-25C) + (DCT-75)


型番	長さ	内容量	JANコード	入数 [本 / 箱]
DCT-100CN	100cm	3.6mL	4589770090337	100(20本入×5)

CT造影用デュアルエクステンションチューブCN 連結構成 (CTS-25C) + (DCT-100)

型番	長さ	内容量	JANコード	入数 [本 / 箱]
DCT-125CN	125cm	4.0mL	4589770090344	100(20本入×5)

CT造影用デュアルエクステンションチューブCN 連結構成 (CTS-25C) + (DCT-125)

型番	長さ	内容量	JANコード	入数 [本 / 箱]
DCT-150CN	150cm	4.7mL	4589770090351	100(20本入×5)



三方活栓
(180°)

シングル
タイプ

逆止弁付

デュアル
タイプ


PS造影用ディスポーザブルシリンジ

販売名 PS造影用耐圧シリンジ

届出番号 14B2X1003800001

耐圧 2MPa(300psi,21kgf/cm²)

シリンジの筒先形状(ロック型)は
ISO594-1、ISO594-2に適合しています。



型番	容量	JANコード	入数[本/箱]
PS-50	50mL	4589770090368	100(25本入×4)
PS-100	100mL	4589770090375	80(40本入×2)
PS-200	200mL	4589770090382	50(25本入×2)

AGS血管造影用ディスポーザブルシリンジ

販売名 AGS血管造影用耐圧シリンジ

届出番号 14B2X1003800002

耐圧 8.27MPa(1200psi,84kgf/cm²)

シリンジの筒先形状は
ISO594-1、ISO594-2に適合しています。



AGS血管造影用ディスポーザブルシリンジ フィルチューブ付(125mL)

型番	容量	JANコード	入数[本/箱]
AGS-F125	125mL	4589770090399	50

AGS血管造影用ディスポーザブルシリンジ(125mL)

型番	容量	JANコード	入数[本/箱]
AGS-FN125	125mL	4589770090405	40(20本入×2)

AGS血管造影用ディスポーザブルシリンジ フィルチューブ付(150mL)

型番	容量	JANコード	入数[本/箱]
AGS-F150	150mL	4589770090412	50

AGS血管造影用ディスポーザブルシリンジ(150mL)

型番	容量	JANコード	入数[本/箱]
AGS-FN150	150mL	4589770090429	40(20本入×2)

製造販売業者

 **ORTメディカル株式会社**

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9F

TEL.045-534-7015 / FAX.045-534-7760

販売業者(代理店)