

豊富なチューブバリエーションで  
検査での多様なニーズに対応

ウォータープリーズ専用送水チューブ  
送気送水チューブ

# ウォーターチューブ

医療機器届出番号 09B1X00004000129

## 鉗子チャンネルの送水使用（最大送水量：約700ml/分）

標準仕様： AF-WT 逆止弁一体型 または 逆止弁一体型（ショートタイプ） & AF-WPU & AF-WTA




AF-WT 逆止弁一体型



AF-WT 逆止弁一体型（ショートタイプ）



AF-WPU（ポンプ）




AF-WTA（タンク内チューブ）

| 型 式                                          | 仕 様         | 出荷／包装単位 | JANコード        |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| AF-WT 逆止弁一体型<br>または<br>AF-WT 逆止弁一体型（ショートタイプ） | 全長 約1,800mm | 50本/箱   | 4547319805804 |
|                                              | 全長 約 950mm  |         | 4547319805880 |
| AF-WPU（ポンプ）                                  | 全長 約2,300mm |         | 4547319805828 |
| AF-WTA（タンク内チューブ）                             | 全長 約 200mm  |         | 4547319805842 |

組合せ図

AF-WT 逆止弁一体型 または  
AF-WT 逆止弁一体型（ショートタイプ）



AF-WPU（ポンプ）



AF-WTA（タンク内チューブ）



カスタム仕様： AF-WT 逆止弁フリー型 & AF-WV & AF-WPU & AF-WTA




AF-WT 逆止弁フリー型



AF-WV（逆止弁）



AF-WPU（ポンプ）




AF-WTA（タンク内チューブ）

| 型 式              | 仕 様         | 出荷／包装単位 | JANコード        |
|------------------|-------------|---------|---------------|
| AF-WT 逆止弁フリー型    | 全長 約1,750mm | 50本/箱   | 4547319805811 |
| AF-WV（逆止弁）       | 全長 約 30mm   |         | 4547319805835 |
| AF-WPU（ポンプ）      | 全長 約2,300mm |         | 4547319805828 |
| AF-WTA（タンク内チューブ） | 全長 約 200mm  |         | 4547319805842 |


組合せ図

AF-WT 逆止弁フリー型



AF-WV（逆止弁）

AF-WPU（ポンプ）



AF-WTA（タンク内チューブ）





## 副送水チャンネルの送水使用（最大送水量：約220ml/分）

### AF-WV & AF-WPU-S & AF-WTA



AF-WV (逆止弁)



AF-WPU-S (副送水口用)



AF-WTA (タンク内チューブ)

| 型 式               | 仕 様         | 出荷／包装単位 | JANコード*       |
|-------------------|-------------|---------|---------------|
| AF-WV (逆止弁)       | 全長 約 30mm   | 50本/箱   | 4547319805835 |
| AF-WPU-S (副送水口用)  | 全長 約2,100mm |         | 4547319805897 |
| AF-WTA (タンク内チューブ) | 全長 約 200mm  |         | 4547319805842 |

AF-WV(逆止弁)

AF-WPU-S (副送水口用)

AF-WTA(タンク内チューブ)

組合せ図



## 内視鏡用処置具の送水使用（最大送水量：約70ml/分）

### AF-WV & AF-WPU-E



AF-WV (逆止弁)




AF-WPU-E (ESD用)

| 型 式             | 仕 様         | 出荷／包装単位 | JANコード*       |
|-----------------|-------------|---------|---------------|
| AF-WV (逆止弁)     | 全長 約 30mm   | 50本/箱   | 4547319805835 |
| AF-WPU-E (ESD用) | 全長 約3,850mm | 10本/箱   | 4547319805910 |

AF-WV(逆止弁)

AF-WPU-E (ESD用)

組合せ図



#### ●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水濡れに注意し、直射日光を避け高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)送水は、必ず内視鏡機器を起動させた状態で行ってください。
- 5)ウォーターチューブは再使用しないでください。

How to use "WATER PLEASE"



使い方ビデオをWEBで公開中です。  
是非ご覧ください。

製造販売元

**FGM** フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本社 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647  
東京営業所 TEL:03-3863-1901/FAX:03-3863-1905

Q <https://www.fgm.co.jp>

販売元 **ORT** メディカル株式会社

本社営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9階  
TEL:045-534-7015/FAX:045-534-7760  
大阪営業所 TEL:06-6476-7300/FAX:06-6476-7289

Q <https://www.ort-medical.jp>

取扱販売店