

# PS造影用耐圧シリンジ

医療機器届出番号 14B2X10038000001



## 特 長（型式 FGM-S60H，PS-100）

- 硬質なプラスチック材(PET)を使用し、強度に優れた高耐圧性を実現しております。
- クリアなシリンジ外筒で、気泡の視認性に優れております。
- プランジャー(押し子)の摺動性が良く、スムーズな薬液充填が可能です。

## 仕 様

| 製 品 名             | 型 式      | 内容量   | 耐圧性能           | JANコード        | 入数(箱)            |
|-------------------|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| フォルテ造影用耐圧シリンジ     | FGM-S60H | 60ml  | 1.6Mpa(230psi) | 4589770090450 | 100本<br>(25本入×4) |
| PS造影用ディスポーザブルシリンジ | PS-60    | 60ml  | 1.5Mpa(213psi) | 4589770090467 | 100本<br>(25本入×4) |
| PS造影用ディスポーザブルシリンジ | PS-20    | 20ml  | 1.0Mpa(145psi) | 4589770090474 | 100本<br>(25本入×4) |
| PS造影用ディスポーザブルシリンジ | PS-100   | 100ml | 2.0Mpa(300psi) | 4589770090375 | 40本<br>(20本入×2)  |

一般的名称 血管造影用注射筒  
販 売 名 PS造影用耐圧シリンジ  
届 出 番 号 14B2X10038000001

# AGS血管造影用ディスポーザブルシリンジ



## 特長

- 耐圧性能 8.27Mpa(1200psi , 84kgf/cm<sup>2</sup>)
- 薬液充填用のフィルチューブを同梱(シリンジ単品販売あり)

## 仕様

| 名 称                             | 型 式       | 入数(箱)       | JAN コード       | 備考        |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| AGS血管造影用<br>ディスポーザブルシリンジ(125ml) | AGS-F125  | 50本         | 4589770090399 | フィルチューブ付き |
|                                 | AGS-FN125 | 40本(20本入×2) | 4589770090405 | シリンジのみ    |
| AGS血管造影用<br>ディスポーザブルシリンジ(150ml) | AGS-F150  | 50本         | 4589770090412 | フィルチューブ付き |
|                                 | AGS-FN150 | 40本(20本入×2) | 4589770090429 | シリンジのみ    |

一般的名称 血管造影用注射筒  
販 売 名 AGS造影用耐圧シリンジ  
届 出 番 号 14B2X10038000002

### ●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用ディスポーザブル製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

### 製造販売業者



本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F  
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760  
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289  
<https://www.ort-medical.jp/>

### 取扱販売店